



ISTRUZIONI PER L'ACQUISIZIONE ED IL TRASPORTO DEI PRELIEVI ISTOLOGICI E CITOLOGICI

Ogni campione o campioni multipli dello stesso paziente devono essere accompagnati da una richiesta di esame istologico/citologico compilata in tutte le sue parti.

Tale richiesta costituisce un atto ufficiale e sarà archiviata presso il nostro Servizio.

Le richieste devono essere protette in apposite buste di plastica per evitare l'accidentale contaminazione con liquidi biologici e/o fissativi.

ESAME ISTOLOGICO

COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

In ogni richiesta devono essere riportati i seguenti dati:

Identificazione del paziente

- Cognome e nome scritti in stampatello in modo chiaro e leggibile
- Sesso
- Data e Luogo di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza

Identificazione del mittente / richiedente

- Struttura presso la quale è stata eseguita la prestazione
- Data del prelievo
- Nome del medico che ha eseguito e/o ha richiesto la prestazione
- Firma leggibile o timbro e firma del richiedente
- Eventuale numero di telefono per comunicazione

Identificazione del materiale

- Tipologia di esame (campione bioptico, chirurgico, etc.)
- Localizzazione topografica del prelievo e del materiale inviato
- In caso di prelievi multipli differenziati, identificarli con lettere dell'alfabeto o numeri
- Data del prelievo
- Eventuali reperi chirurgici

Notizie cliniche

- Breve anamnesi
- Esami radiologici e di laboratorio significativi
- Eventuali precedenti citologici ed istologici pertinenti già effettuati
- Eventuali trattamenti in corso o pregressi
- Diagnosi o sospetto clinico
- Evidenze o quesiti clinici particolari

- Eventuali patologie infettive rilevanti

IDENTIFICAZIONE E INVIO DEL CAMPIONE INVIATO

I contenitori dei preparati istologici devono essere a tenuta stagna e sufficientemente grandi per contenere il materiale inviato senza deformato e in modo che sia ben immerso nel fissativo (formalina neutra tamponata a ph 7,2-7,4, formaldeide 4%).

Sulla parete del contenitore (mai sul coperchio!), deve essere apposta una etichetta identificativa recante:

- Cognome e nome del paziente
- Tipo di materiale
- In caso di prelievi multipli ogni campione deve essere indicato con la lettera o il numero identificativi corrispondenti a quelli riportati sulla richiesta

L'accettazione amministrativa con assegnazione del numero di protocollo sarà affidata al personale di Segreteria.

ESAME CITOLOGICO

COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

Per la corretta compilazione delle richieste si rimanda ai punti precedenti (istologia)

Identificazione del materiale

- Localizzazione topografica del prelievo e del materiale inviato
- In caso di prelievi multipli differenziati, identificarli con lettere dell'alfabeto o numeri
- Data del prelievo

Notizie cliniche

- Anamnesi del paziente
- Esami radiologici e di laboratorio significativi
- Eventuali precedenti citologici e istologici
- Diagnosi o sospetto clinico
- Evidenze o quesiti clinici particolari
- Eventuali patologie infettive rilevanti

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE INVIATO

Liquidi

Sulla parete del contenitore (mai sul coperchio!), deve essere apposta una etichetta identificativa contenente:

- Cognome e nome del paziente
- Tipo di materiale inviato
- In caso di prelievi multipli ogni campione deve essere indicato con la lettera o il numero identificativi corrispondenti a quelli riportati sulla richiesta

Vetrini strisciati

Sulla apposita banda smerigliata, usando una matita, sullo stesso lato del materiale devono essere riportati:

- Cognome e nome del paziente
- In caso di prelievi multipli ogni campione deve essere indicato con la lettera o il numero identificativi corrispondenti a quelli riportati sulla richiesta

INVIO DEL MATERIALE CITOLOGICO

TIPO di MATERIALE	FISSAZIONE/ CONSERVAZIONE	ORARI di CONSEGNA	INDICAZIONI PARTICOLARI
Citologia cervico-vaginale (PAP TEST)		8.00 - 15.00 Lu - Ve	
> tradizionale	Citospray	8.00 - 12.00 Sa	>Identificare il vetrino riportando a <u>matita</u> cognome, nome e data di nascita della paziente sulla banda smerigliata.
> fase liquida	Spatola immersa in soluzione preservante, in apposito contenitore dato in dotazione (tappo a vite ermeticamente chiuso).		> Deporre la spatola con la punta verso il basso. Posizionare l'etichetta identificativa della paziente in <u>alto sul bocchetto</u> .
> Agoaspirati e Secreti	>Vetrini strisciati, <u>tempestivamente</u> immersi nella loro totalità in <u>alcool 95</u> . >Materiale in <u>siringa</u> da consegnare senza l'aggiunta di alcun fissativo quanto prima o da conservare in frigorifero a 4°C sino al recapito	8.00 - 15.00 Lu - Ve 8.00 - 12.00 Sa	>Identificare <u>tutti</u> i vetrini con il nome del paziente a <u>matita</u> sulla banda smerigliata.
> Versamenti e Liquidi di lavaggio	> NESSUN fissativo	8.00 - 15.00	>Apporre l'etichetta identificativa sul barattolo (<u>non</u> sul coperchio).
(ascitico, pleurico, pericardico, operatori, intracistici, BAL, brushing)	>Il materiale raccolto in <u>siringa/ barattolo con tappo a vite rossa / o provetta con tappo bianco</u> (BAL-brushing), conservato a 4°C fino al recapito		
		8.00 - 12.00 Sa	
> Urine	> NESSUN fissativo	8.00 - 9.30	Vedi indicazioni per la corretta
	> Il materiale deve pervenire per tre giorni <u>consecutivi</u> nelle apposite <u>provette in plastica con tappo azzurro</u> conservato a 4° fino al recapito	Lu - Sa	raccolta del campione
			>Apporre l'etichetta identificativa sul contenitore (<u>non</u> sul coperchio).

> Espettorati	> NESSUN fissativo	8.00 - 9.30	Vedi indicazioni per la corretta
	> Il materiale deve pervenire	Lu - Sa	raccolta del campione
	per tre <u>giorni consecutivi</u>		
	negli appositi <i>barattoli con</i>		> Apporre l'etichetta identificativa
	<i>tappo a vite rosso</i>		sul contenitore (<i>non</i> sul coper-
	conservati a 4°C fino al recapito		chio).

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE CITOLOGICO

1) URINE DEI TRE GIORNI:

Per un corretto esame citologico delle urine occorre osservare scrupolosamente i seguenti suggerimenti:

- 1) Appena svegli al mattino svuotare completamente la vescica e gettare l'urina.
- 2) Bere un litro d'acqua (anche facendo colazione, perché non serve il digiuno).
- 3) Detersi con sapone neutro e sciacquare con abbondante acqua.
- 4) Raccogliere l'urina nell'apposito contenitore.
- 5) Inviare al più presto il materiale presso il Servizio di Anatomia Patologica

N.B.

L'esame deve essere eseguito per tre mattine di seguito.

2) ESPETTORATO DEI TRE GIORNI

Il materiale va raccolto al mattino a digiuno in contenitori sterili a bocca larga (ad es. barattoli con tappo rosso).

- 1) Prima della raccolta eseguire una buona detersione del cavo orale ed eventualmente togliere la protesi mobile.
- 2) Effettuare una espettorazione profonda, con colpi secchi di tosse, non raccogliere solo la saliva.
- 3) Eseguire una o due espettorazioni. In caso di difficoltà ad espettorare può essere d'aiuto l'inalazione preventiva di aerosol con soluzione fisiologica.
- 4) L'espettorato va inviato per tre mattine consecutive.
- 5) Inviare al più presto il materiale presso il Servizio di Anatomia Patologica